



- Важно мыть свои грудные протезы „Анита“ вручную каждый день . Для мытья используй воду и мыло, для сушки бумажные полотенца.
- Хлорированная или соленая вода не нанесет ущерба Твоим протезам, но растворы и чистящие средства с сильной концентрацией могут нанести ущерб.
- Соприкосновение протеза, покрытого микрофибром, с острыми или содержащими острые частицы вещами, может повредить протез.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Влажный микрофибер, покрывающий протез, высохнет быстро, если высушить его бумажным полотенцем или платком.
- Для протезов груди фирма „Анита“ производит специальные бюстгалтеры, боди и купальные костюмы.

